

NOTICE D'UTILISATION FOURNIE DANS CHAQUE POUCHON

Bye Bye Cellulite

Dîtes rapidement au-revoir à la cellulite avec la BBC !

1. Qu'est-ce la ByeByeCellulite ou BBC ?

La BBC est une ventouse qui reproduit le célèbre « palper-rouler » réalisé par les esthéticiennes. Cette ventouse est parfois appelée « Cup » et c'est une technique de modelage efficace pour déloger la cellulite sous cutanée. La ventouse, naturelle et hypoallergénique, est sans produit chimique et sans parfum. Adieu la peau d'orange et les captions grâce à ce petit accessoire qui rend la peau lisse et ferme.

2. Sur quelles zones appliquer la BBC ?

La BBC peut être utilisée sur le ventre, les fesses, les jambes, les cuisses, les hanches et au niveau des triceps du bras. **ATTENTION** : Ne pas utiliser la BBC sur les zones génitales, le visage, les muqueuses et les seins ou sur toute autre partie du corps sensible.

3. Comment utiliser la BBC ?



- Toujours vous munir au préalable d'une huile pour le corps/massage, ou d'une eau savonneuse si vous êtes sous la douche pour faciliter le glissement de la BBC et rendre le massage moins douloureux « Il faut souffrir pour être belle ! »
- Choisir la zone sur laquelle vous voulez travailler et appliquer l'huile
- Prendre votre BBC et exercer une pression en pinçant la ventouse afin de faire le vide de celle-ci
- Relâchez doucement la ventouse contre votre peau qui sera aspirée à l'intérieur de la BBC. Vous aurez une impression de pincement de la peau : c'est normal !
- Si la sensation d'aspiration est trop forte, retirez la ventouse et pincez la moins fortement pour ajuster la pression à votre souhait.
- Une fois que la BBC est contre votre peau, vous allez effectuer à la suite plusieurs mouvements (il ne faut pas laisser la BBC statique sur votre peau) :
 - Des mouvements horizontaux de va et vient 3 à 5 minutes
 - Des mouvements verticaux de va et vient ou sous forme de S de 3 à 5 minutes
 - Des mouvements circulaires de bas en haut pendant 1 minute

- Terminer en exerçant de petites pressions

Vous pouvez faire ces mouvements tous les jours ou un jour sur deux, au moins 5 minutes sur chaque zone à traiter. Des résultats pourront apparaître sous 15 à 20 jours en fonction de la nature de votre cellulite et de la régularité de vos exercices.

Pour parfaire l'exercice, n'oubliez pas de bien boire au moins 1,5 L d'eau tous les jours et surtout après utilisation de la BBC pour bien éliminer les toxines et évacuer les graisses. Pratiquez également une activité physique associée à une alimentation équilibrée.

4. Comment conserver la BBC ?

Une fois vos exercices finis, lavez votre BBC uniquement avec des produits cosmétiques (eau, savon, gel douche...) et rangez-la soigneusement dans son petit pochon.

5. Dans quels cas NE PAS utiliser la BBC ?

- Peau avec des plaies, brûlures, lésions
- Peau atteinte d'une maladie dermatologique (eczéma, psoriasis...)
- Grains de beauté sur la zone à traiter
- Varices sur la zone à traiter
- Pathologies sanguines et circulatoires
- Tumeur maligne, bénigne, cancer
- Hypertension artérielle
- Fièvre ou état inflammatoire
- Traitement avec des anticoagulants
- Zones d'injection (prise de sang, traitement diabète)

6. Quels sont les effets indésirables de la BBC ?

- Rougeur de la peau, sensations de démangeaisons : La peau peut rougir et vous démanger au niveau de la zone traitée, cela s'atténuera après quelques minutes.
- Petits hématomes : Si des hématomes légers apparaissent, diminuez le vide d'air lors de vos exercices, ne traitez plus la zone concernée et espacez de quelques jours chaque exercice.
- Irruption cutanée, rougeur persistante.

Si l'un de ces symptômes vous cause un inconfort réel ou s'ils ne disparaissent pas au bout de quelques jours, nous vous invitons à consulter un médecin qui pourra diagnostiquer la situation.

7. Conseils sur la BBC

- Ne pas laisser à la portée des enfants ; ce produit est destiné aux adultes.
- Ne pas ingérer le produit
- Ne pas la brûler, ni la percer
- Eloigner des points de chaleurs excessifs (appareils chauffants, +45°)
- Ne pas congeler ni exposer à des températures inférieures à 0°
- Ne pas utiliser chez la femme enceinte au niveau du ventre
- Ne pas passer utiliser après exposition solaire ou toute séance d'UV

Bye Bye cellulite décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces indications d'usage.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service consommateur :

LES SECRETS D'EGLANTINE

www.les-secrets-d-eglantine.com – 04.37.64.47.57 – contact@eolys-beaute.com

Produit conçu en France et manufacturé en RPC